

Manual de usuario
Patient Portal

Estándares Compatibles



Contenido

1. Inicio	4
1.a-Login.....	4
1.b-Registro	5
2-Ingreso	7
2.a-Página Home	8
2.b-Página Mis Estudios	10
2.c-Salir.....	17

Estándares Compatibles



Introducción

¿Qué es Patient Portal?

PATIENT PORTAL, ES UN SISTEMA DISEÑADO PARA QUE PACIENTES PUEDAN VER SUS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS MÉDICOS.

El sistema Patient Portal permite a los usuarios poder visualizar todos sus estudios, visualizar e incorporar documentos médicos a través de la plataforma.

Los médicos especialistas o derivantes y pacientes tendrán acceso inmediato a los estudios, desde cualquier dispositivo conectado a Internet, sin necesidad de tener ninguna aplicación instalada, en forma rápida y simple

Estándares Compatibles



1. Inicio

1.a-Login

Esta es la primera pagina que se visualiza al ingresar a *Patient Portal*. Si la persona ya posee un usuario válido, ingresando su correo y contraseña puede empezar a utilizar el sistema. Si es un usuario nuevo debe hacer clic en **Registrarse**.



VisualMedica®
TECNOLOGÍA EN IMAGEN MÉDICA

Ingresar **Registrarse**

Ingrese su correo

Ingrese su contraseña


Ingresar

En esta pagina se dan de alta los usuarios del sistema. Los campos **nombre, apellido, documento, correo y contraseña** son obligatorios. Al completar todos los datos y hacer clic en el boton **Registrarse**, se enviara un email al nuevo usuario para confirmar su registro.

Estándares Compatibles



1.b-Registro



The registration form is displayed on a blue background with the VisualMedica logo at the top. It features two tabs: 'Ingresar' and 'Registrarse', with the latter being the active tab. The form contains several input fields, each preceded by a red asterisk indicating it is mandatory. The fields are: 'Nombre', 'Apellido', 'Ingrese su D.N.I.', 'Ingrese su correo', 'Ingrese su contraseña', 'Repita su contraseña', 'Ingresar Tel. Fijo', and 'Ingresar celular'. Below these are two dropdown menus for 'Tipo de Sangre' and 'Alérgico'. A red text label '* Campos Obligatorios' is positioned above a large orange 'Registrarse' button.

Ingresar **Registrarse**

* *Nombre*

* *Apellido*

* *Ingrese su D.N.I.*

* *Ingrese su correo*

* *Ingrese su contraseña*

* *Repita su contraseña*

Ingresar Tel. Fijo

Ingresar celular

Tipo de Sangre *Alérgico*

* Campos Obligatorios

Registrarse

Una vez que el nuevo usuario se registró exitosamente, se le enviara un correo electrónico con un link a la siguiente página. Cuando el usuario acepta los términos de servicio y hace clic en el botón **Aceptar** queda habilitado para empezar a utilizar el sistema y será redirigido a la página de login.

Estándares Compatibles



2-Ingreso



The image shows a login and registration interface for VisualMedica. At the top, there is a blue header with the VisualMedica logo and tagline. Below this, the interface is split into two tabs: 'Ingresar' (Login) and 'Registrarse' (Register). The 'Ingresar' tab is active. It contains two input fields: one for email (vm@visualMedica.com) and one for password (masked with dots). Below these fields is a large blue button labeled 'Ingresar'. The background of the form is a blurred image of a person in a white lab coat.

Al ingresar al sistema la primera página que verá el usuario es la de **Home**. Esta pantalla es un resumen que muestra los datos del usuario, sus próximos turnos y sus últimos estudios.

Estándares Compatibles



2.a-Página Home

VISUALMEDICA®
TECNOLOGÍA EN IMAGEN MÉDICA

Home Mis Estudios Salir


Peter Parker

DNI: 10001
peter_parker@correo.com
Teléfono personal: 112614346543
Obra social: Mutual Demo
Tipo de sangre: O+
Alérgico: SI

Ultimos estudios

Tipo de Estudio	Descripción	Fecha del Estudio	Acciones
RESONANCIA MAGNÉTICA	RODILLA MR	13-10-2017	
RESONANCIA MAGNÉTICA	CEREBRO RM LOCALIZADORES	13-10-2017	
TOMOGRFÍA COMPUTADA	CEREBRO CT	12-10-2017	
TOMOGRFÍA COMPUTADA	ANGIO DE CUERPO TRAUMATISMO	12-10-2017	
TOMOGRFÍA COMPUTADA	ANGIO DE AORTA ABDOMINAL	12-10-2017	

Arriba a la derecha se encuentra el **menú principal**, aquí se puede ingresar a la pantalla de **Home**, la pantalla de **visualización de turnos**, la pantalla de **visualización de estudios** y el botón para **salir del sistema**.




Estándares Compatibles



Abajo a la izquierda se encuentra el **panel de datos del usuario**. En este panel también se puede modificar la imagen de perfil del usuario haciendo clic en la misma desde una pc de escritorio. Si el usuario se conecta desde un dispositivo móvil, al tocar en la foto de perfil puede tomarse una foto para utilizarla como imagen de perfil.

Peter Parker



DNI: 10010

peter_parker@correo.com

Teléfono personal: 112614346543

Obra social: Mutual Demo

Tipo de sangre: O+

Alérgico: SI

Estándares Compatibles



Se encuentra el **panel de estudios**. Aquí se visualizan los últimos cinco estudios del usuario.

Haciendo clic en cualquier fila de la tabla se puede visualizar el estudio en cuestión. Al hacer clic en el icono de la columna Acciones se puede visualizar el informe médico del estudio.

Tipo de Estudio	Descripción	Fecha del Estudio	Acciones
RADIOGRAFÍA DIGITAL	Columna	12-11-2012	
RESONANCIA MAGNÉTICA	MR Rodilla	11-11-2011	
RESONANCIA MAGNÉTICA	MR Cerebro con Localizadores	28-09-2011	
RADIOGRAFÍA COMPUTADA	Columna L Perfil	05-03-2011	
RESONANCIA MAGNÉTICA	MR Columna	30-04-2010	

2.b-Página Mis Estudios

Al hacer clic en **Mis Estudios** en el **menú principal** se muestra una grilla donde se visualizan los estudios y documentos médicos del usuario.

[Home](#)
[Mis Estudios](#)
[Salir](#)

Subir un Documento

Todas

Desde

Hasta

Tipo de Estudio	Descripción	Fecha del Estudio	Acciones
RESONANCIA MAGNÉTICA	RODILLA MR	13-10-2017	
RESONANCIA MAGNÉTICA	CEREBRO RM LOCALIZADORES	13-10-2017	
TOMOGRFIA COMPUTADA	CEREBRO CT	12-10-2017	
TOMOGRFIA COMPUTADA	ANGIO DECUERPO TRAUMATISMO	12-10-2017	
TOMOGRFIA COMPUTADA	ANGIO DE AORTA ABDOMINAL	12-10-2017	
DOCUMENTO CLÍNICO	Laboratorio.pdf	10-10-2017	
DOCUMENTO CLÍNICO	MR Funcional.JPG	10-10-2017	

Visualizando 1 / 7 de 7 registros encontrados

Anterior 1 Siguiente


Estándares Compatibles



Debajo del **menú principal** se encuentra el botón **Subir un Documento**. Al hacer clic en el mismo nos permite cargar documentos médicos en *Patient Portal* que luego podremos visualizar en la tabla de esta misma página.



Arrastrando o haciendo clic en el panel que aparecerá al hacer clic en **Subir un documento** se cargan los documentos médicos al sistema. Si el usuario está ingresando desde un dispositivo móvil puedo tomar una fotografía de un documento en papel para subir la imagen del mismo.




Una vez que ya se subió la imagen del documento, se muestra una **preview** de la misma y dos botones para rotar la imagen a izquierda y derecha de ser necesario.

Estándares Compatibles



Exito documento PEDIDO MEDICO.jpg subido exitosamente.

Subir un Documento



[Borrar](#)



Debajo del botón de para subir documentos médicos se encuentra el **panel de búsqueda**. Los resultados de la búsqueda se mostraran en la tabla de estudios que se encuentra a continuación del panel.

Todas ▾	Desde	Hasta	Buscar por Descripción 🔍
---------	-------	-------	--------------------------

Estándares Compatibles



El primer campo es un combo de selección de tipos de estudios.

Todas
RADIOGRAFÍA COMPUTADA
TOMOGRFÍA COMPUTADA
RADIOGRAFÍA DIGITAL
ENDOSCOPIA
MAMOGRAFÍA
RESONANCIA MAGNÉTICA
MEDICINA NUCLEAR
OTRO
TOMOGRFÍA DE EMISIONES DE POSITRONES
RAYOS X PANORÁMICOS
RADIO FLUOROSCOPIA
CAPTURA SECUNDARIA
ULTRASONIDO
ANGIOGRAFÍA DE RAYOS X
Todas

El segundo y tercer campo permiten seleccionar el rango de fechas de estudio para realizar la búsqueda.

Desde		Hasta																																																							
Oct	2017																																																								
<table border="1"> <tr> <td>Lu</td><td>Ma</td><td>Mi</td><td>Ju</td><td>Vi</td><td>Sá</td><td>Do</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td> </tr> <tr> <td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td> </tr> <tr> <td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td> </tr> <tr> <td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td> </tr> <tr> <td>30</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </tbody> </table>	Descripción					
Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do																																																			
						1																																																			
2	3	4	5	6	7	8																																																			
9	10	11	12	13	14	15																																																			
16	17	18	19	20	21	22																																																			
23	24	25	26	27	28	29																																																			
30	31																																																								
Descripción																																																									

Idares Compatibles



El cuarto y último campo permite ingresar texto para buscar el estudio mediante su descripción.

A la derecha del mismo se encuentra el botón de búsqueda para ejecutar la misma.



Debajo del panel de búsqueda se encuentra la lista de estudios y documentos médicos.

Tipo de Estudio	Descripción	Fecha del Estudio	Acciones
DOCUMENTO CLÍNICO	MR Funcional.JPG	09-10-2017	
DOCUMENTO CLÍNICO	PRESTACION MEDICA.jpg	09-10-2017	
RADIOGRAFÍA DIGITAL	Columna	12-11-2012	
RESONANCIA MAGNÉTICA	MR Rodilla	11-11-2011	
RESONANCIA MAGNÉTICA	MR Cerebro con Localizadores	28-09-2011	
RADIOGRAFÍA COMPUTADA	Columna L Perfil	05-03-2011	
RESONANCIA MAGNÉTICA	MR Columna	30-04-2010	

Visualizando 1 / 7 de 7 registros encontrados

Anterior 1 Siguiente

Haciendo clic en cualquier fila de la tabla se puede visualizar el estudio o documento médico en cuestión. Al hacer clic en el icono de la columna Acciones se puede visualizar el informe médico en el caso de los estudios o eliminar el archivo en el caso de un documento médico.

Estándares Compatibles



Visualización de un informe:

VISUALMedica®
TECNOLOGÍA EN IMAGEN MÉDICA

ID PACIENTE: 10010

NOMBRE DEL PACIENTE: Peter Parker

EDAD DEL PACIENTE: 10

ID ESTUDIO: NO DISPONIBLE

FECHA DEL ESTUDIO: 12/11/2012

MEDICO SOLICITANTE: C

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO: Columna

ACCESION NUMBER: NO DISPONIBLE


TOMOGRAFIA COMPUTADA DE TORAX CON CONTRASTE ENDOVENOSO

Se realizó estudio helicoidal de torax con administración de contraste endovenoso por bomba.

No hay evidencia de alteraciones pleuro parenquimatosas.

Mediastino libre de adenomegalias.

Saluda a Ud. Atentamente.


Dr. Victor Medica
Médico
RAN 0000000

Estándares Compatibles



Visualización de un estudio:



Estándares Compatibles



Visualización de un documento médico:

VM VM PRESTACIONES MEDICAS

Medico Director: Dr. Pablo Coelo - M.N. 65545 - M.P. 58900

Nombre y Apellido:
O. Social:
N° Afiliado:

Tanaguchi
Rx
Resonancia
Ultrasound

DIAGNOSTICO:
FECHA:

SELLO Y FIRMA

La Plata 1560 - Manantiales - Buenos Aires
Tel. 0220 4555645 / Turnos 0220 4555456
email: turnos@vm.com.ar

2.c-Salir

La última opción del **menú principal** es el botón Salir. Al hacer clic en el mismo el usuario se desloguea de *Patient Portal*.

Salir ➡

Estándares Compatibles

